

Micro Deluxe Phantom™

Model ECT/DLX/MMP

Micro Deluxe Cold Rod Insert™

Model ECT/DLX-MMP/I

Main Applications

- 小动物系统评估（视野大于 45 毫米且小于 77 毫米）
- 超高分辨率 ECT 系统评估（小于或等于 3 毫米 FWHM）
- 空间分辨率测量
- 旋转中心误差评估
- 研究




Image of Micro Deluxe Cold Rod Phantom™

Specifications

所有透明材料：PMMA

杆直径：1.2、1.6、2.4、3.2、4.0 和 4.8 毫米

杆间距：中心到中心杆间距等于任何给定扇区的杆直径的两倍。例如，直径为 4.0 毫米的杆的中心到中心间距为 8.0。杆高度：~ 34 毫米

插入直径：~ 43 毫米

圆柱外径：~ 51 毫米

圆柱外高：~ 76 毫米

圆柱内径：~ 45 毫米

圆柱内高：~ 36 毫米

Shipping

纸箱：10" x 8" x 4"

重量：3lbs.



Micro Deluxe Phantom™

Components of Micro Deluxe Phantom™



深圳为尔康科技有限公司 联系人：曾祥满 手机：13632925349

QQ：274798107 电话：0755-28896837 地址：深圳市龙岗区沙平北路111号6008

网址：www.medicalQC.com 邮箱：szchina1718@163.com